

# *Guide des produits Coloplast*



*Soins de stomie, d'incontinence, de la peau et des plaies*  
En vigueur à compter 1<sup>er</sup> novembre 2017





## Sensura<sup>®</sup> Mio

### SenSura<sup>®</sup> Mio Click - Système deux pièces

Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Mio Click .....	6
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Mio Click avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	6,7
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Mio Click .....	7
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> Mio Click.....	7
SenSura <sup>®</sup> Mio Click haut débit .....	7

### SenSura<sup>®</sup> Flex - Système deux pièces

Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Mio Flex .....	8
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Mio Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	9
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Mio Flex .....	9
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> Mio Flex.....	9
SenSura <sup>®</sup> Mio Flex haut débit .....	9

### SenSura<sup>®</sup> Mio - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Mio avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	10
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Mio .....	11
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> Mio .....	12
SenSura <sup>®</sup> Mio une pièce haut débit.....	12
SenSura <sup>®</sup> Mio une pièce post-opératoire.....	12

## Sensura<sup>®</sup>

### SenSura<sup>®</sup> Click - Système deux pièces

Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Click.....	13
Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Click Xpro.....	13
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Click avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	14
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Click .....	14
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> Click.....	14
Sac SenSura <sup>®</sup> à haut débit .....	14

### SenSura<sup>®</sup> Flex - Système deux pièces

Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Flex .....	15
Protecteur cutané SenSura <sup>®</sup> Flex Xpro.....	15
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	15
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Flex .....	16
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> Flex.....	16

### SenSura<sup>®</sup> - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>®</sup> avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	17
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> Xpro avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	17
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> Original.....	17
Sac fermé SenSura <sup>®</sup> .....	18
Sac d'urostomie SenSura <sup>®</sup> .....	18
Sac vidable SenSura <sup>®</sup> à haut débit.....	18
SenSura <sup>®</sup> post-opératoire .....	18

## Assura<sup>®</sup>

### Assura<sup>®</sup> Système deux pièces

Protecteur cutané Assura <sup>®</sup> .....	19
Protecteur cutané Assura <sup>®</sup> - Port extra prolongé.....	20
Sac viable Assura <sup>®</sup> .....	21
Sac viable Assura <sup>®</sup> avec Easyclose™ .....	21
Sac fermé Assura <sup>®</sup> .....	21
Sac d'urostomie Assura <sup>®</sup> .....	21

### Assura<sup>®</sup> - Système une pièce

Sac vidable Assura <sup>®</sup> .....	24
Sac vidable Assura <sup>®</sup> avec Easyclose™ .....	24
Assura <sup>®</sup> à port extra prolongé .....	25
Sac fermé Assura <sup>®</sup> .....	25
Sac d'urostomie Assura <sup>®</sup> .....	26
Sac d'urostomie Assura <sup>®</sup> - Port extra prolongé.....	26

## Easiflex<sup>®</sup>

### Easiflex<sup>®</sup> - Système deux pièces

Protecteur cutané Easiflex <sup>®</sup> .....	22
Protecteur cutané Easiflex <sup>®</sup> - Port extra prolongé.....	22
Sac vidable Easiflex <sup>®</sup> avec Easyclose™ .....	22
Sac fermé Easiflex <sup>®</sup> .....	23
Sac d'urostomie Easiflex <sup>®</sup> .....	23

## Pédiatrique

### Assura<sup>®</sup> - Système deux pièces - Pédiatrique

Protecteur cutané Assura <sup>®</sup> pédiatrique .....	27
Sac viable Assura <sup>®</sup> pédiatrique .....	27
Sac fermé Assura <sup>®</sup> pédiatrique.....	27

### Easiflex<sup>®</sup> - Système deux pièces - Pédiatrique

Protecteur cutané Easiflex <sup>®</sup> pédiatrique.....	27
Sac viable Easiflex <sup>®</sup> pédiatrique .....	27

### Assura<sup>®</sup> - Système une pièce - Pédiatrique

Sac viable Assura <sup>®</sup> pédiatrique .....	27
Sac fermé Assura <sup>®</sup> pédiatrique.....	27
Sac d'urostomie Assura <sup>®</sup> pédiatrique.....	27

Accessoires de stomie Brava <sup>®</sup> .....	28, 29
Couvre-stomie.....	29
Produits d'irrigation Assura <sup>®</sup> .....	30
Système de traitement des fistules et des plaies .....	31

Tous les produits de soins de stomie

Coloplast sont SANS LATEX

## Cathéters intermittents hydrophiles

### SpeediCath® Flex

SpeediCath® Flex.....	32
-----------------------	----

### SpeediCath® Standard

SpeediCath® pour Homme.....	32
SpeediCath® pour Homme, Coudé.....	32
SpeediCath® pour Femme, Droit.....	32
SpeediCath® Pédiatrique, Droit.....	32

### SpeediCath® Compact

SpeediCath® Compact pour Homme.....	33
SpeediCath® Compact Eve.....	33
SpeediCath® Compact pour Femme.....	33

### SpeediCath® Compact Set

SpeediCath® Compact Set pour Homme.....	34
SpeediCath® Compact Set pour Femme.....	34

## Cathéters intermittents

### Self-Cath®

Self-Cath® pour Femme, Droit.....	34
Self-Cath® Pédiatrique.....	34
Self-Cath® Tube d'extension.....	34
Self-Cath® pour Homme, Droit.....	35
Self-Cath® pour Homme, Droit, emballage recourbé.....	35
Self-Cath® pour Homme, Droit, Souple.....	35
Self-Cath® pour Homme, Coudé Effilé avec guide d'insertion.....	35
Self-Cath® pour Homme, Coudé Olive, avec guide d'insertion.....	35
Self-Cath® pour Homme, Système, Fermé, Droit.....	35

## Cathéters externes pour homme

### Conveen® Optima

Conveen® Optima régulier.....	36
Conveen® Optima court.....	36

### Conveen® Security+

Conveen® Security+ autoadhésif.....	36
Conveen® Security+ avec bande adhésive.....	36

### Clear Advantage® / Freedom Clear™

Clear Advantage® avec Aloe Vera.....	37
Freedom Clear®.....	37

Freedom Clear® "LS" Longue Gaine.....	37
---------------------------------------	----

Freedom Clear® "SS" Gaine sport.....	37
--------------------------------------	----

### Conveen®

Conveen® autoadhésif.....	38
Conveen® avec bande adhésive.....	38

### Active Cath®

Active Cath®.....	38
-------------------	----

### Freedom Cath®

Freedom Cath®.....	38
--------------------	----

## Sacs à urine

### Conveen

Conveen® Active.....	39
Conveen® Security+.....	39
Conveen® Standard.....	39
Conveen® Contour.....	40
Sac collecteur de nuit Conveen®.....	40

### Conveen® Accessories

Support de sac Conveen®.....	40
Sangles à jambe Conveen®.....	40
Sangle de retenue de cathéter Conveen®.....	40

## Troubles du transit

### Peristeen®

Tampon anal Peristeen®.....	40
Système d'irrigation transanale Peristeen®.....	41
Accessoires d'irrigation transanale Peristeen®.....	41
Irrigation transanale Peristeen® - Cathéter Rectal.....	41
Irrigation transanale Peristeen® - Attaches.....	41
Irrigation transanale Peristeen® - Tubulure.....	41

## Pansements de mousse

Biatain® Silicone .....	42
Biatain® Silicone Lite.....	42
Biatain® Silicone Ag.....	42
Biatain® .....	43
Biatain® Soft Hold.....	43
Biatain® Ag .....	44
Biatain® Ibu.....	45

## Pansements d'alginate

Biatain® Alginate .....	44
Biatain® Alginate Ag.....	44

## Pansements hydrocapillaires

Biatain® Super.....	45
---------------------	----

## Pansements hydrocolloïdes

Comfeel® Plus .....	46
Comfeel® Plus Transparent.....	46
Physiotulle®.....	46
Physiotulle® Ag.....	46

## Pâte hydrophile

Triad™ .....	47
--------------	----

## Hydrogel

Purilon® Gel .....	47
Woun'Dres® .....	47

## Nettoyant pour plaies

Sea Clens® .....	47
------------------	----

Tous les produits de soins des plaies  
Coloplast sont SANS LATEX

## Nettoyants

Sproam® .....	48
Bedside-Care® pour peau sensible .....	48
Bedside Care® - Mousse.....	48
Bedside-Care® .....	48
Bedside-Care® Easi-Cleanse™ .....	49
Gentle Rain® Extra doux .....	49

## Hydratants

Atrac-Tain® .....	49
Sween® 24.....	50
Crème Sween® .....	50
Lotion Sween® .....	50

## Protecteurs

Critic- Aid® Clear .....	51
Baza® Protect II.....	51
Baza® Cleanse and Protect® .....	51

## Traitement des plis cutanés

InterDry® .....	52
-----------------	----

## Autres produits et accessoires pour la peau

Isagel® .....	52
Poudre corporelle Sween® .....	52
Hex-On® .....	52
Distributeur mural pour sacs.....	53
Bac récupérateur pour distributeur mural.....	53
Support mural .....	53





Tous les produits de soins de la peau  
Coloplast sont SANS LATEX


# SenSura<sup>®</sup> Mio Click

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet.

### Protecteur cutané SenSura<sup>®</sup> Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	10502	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10512	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10522	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-65 mm (3/8-2 1/2 po)	10531	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	10503	5
			25 mm (1 po)	10504	5
		50 mm (2 po) ●	30 mm (1 1/8 po)	10513	5
			35 mm (1 3/8 po)	10515	5
À découper	Convexité légère 	40 mm (1 9/16 po) ●	10-20 mm (3/8 - 3/4 po)	16901	5
		50 mm (2 po) ●	15-30 mm (5/8-1 1/8 po)	16911	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-40 mm (5/8 po-1 9/16 po)	16921	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-53 mm (5/8 po-2 1/16 po)	16931	5
Précoupé	Convexité légère 	40 mm (1 9/16 po) ●	18 mm (3/4 po)	16903	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	16914	5
			28 mm (1 1/8 po)	16915	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	31 mm (1 1/4 po)	16923	5
	35 mm (1 3/8 po)	16924	5		
À découper	Convexité profonde 	40 mm (1 9/16 po) ●	10-20 mm (3/8 - 3/4 po)	16941	5
		50 mm (2 po) ●	15-30 mm (5/8-1 1/8 po)	16951	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-40 mm (5/8 po-1 9/16 po)	16961	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-53 mm (5/8 po-2 1/16 po)	16971	5
Précoupé	Convexité profonde 	40 mm (1 9/16 po) ●	18 mm (3/4 po)	16942	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	16954	5
			28 mm (1 1/8 po)	16955	5



### Sac vidable SenSura<sup>®</sup> Mio Click Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11461	10
		50 mm (2 po) ●	11471	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11462	10
		50 mm (2 po) ●	11472	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11482	10
	70 mm (2 3/4 po) ●	11486	10	
	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	11432
	50 mm (2 po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	11443	10



## Sac vidable SenSura® Mio Click Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11463	10
		50 mm (2 po) ●	11473	10
		50 mm (2 po) ● Sans filtre	11474	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11483	10
		60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	11484	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	11487	10



## Sac fermé SenSura® Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11401	30
		50 mm (2 po) ●	11412	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11421	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11402	30
		50 mm (2 po) ●	11413	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11422	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	11425	30



## Sac d'urostomie SenSura® Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11496	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11491	10
		50 mm (2 po) ●	11497	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11492	10
		50 mm (2 po) ●	11498	10



## SenSura® Mio Click Click haut débit

Sortie	Couleur	Volume	Code de produit	Unités	
Vidoir rigide à large ouverture	Opaque avec fenêtre d'inspection	1160 ml ●	18600	10	
		1120 ml ●	18601	10	
		1080 ml ●	18602	10	
		1040 ml ●	18603	10	
		1160 ml ●	18610	10	
	Transparent	1120 ml ●	18611	10	
		1080 ml ●	18612	10	
		1040 ml ●	18613	10	
		Sac Mini	650 ml ●	18620	10
		Vidoir rigide à large ouverture	Opaque avec fenêtre d'inspection	581 ml ●	18621
546 ml ●	18622			10	
Vidoir souple Raccord universel	Opaque avec fenêtre d'inspection			1120 ml ●	18630
		1080 ml ●	18631	10	
		1040 ml ●	18632	10	
	Transparent	1120 ml ●	18640	10	
		1080 ml ●	18641	10	
		1040 ml ●	18642	10	





# SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces

Le couplage adhésif Flex offre souplesse et liberté de mouvement. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet.

### Protecteur cutané SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8-1 1/4 po)	10551	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8-2 po)	10561	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8-2 3/4 po)	10571	10
Précoupé	Non convexe	50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	10562	10
			30 mm (1 1/4 po)	10563	10
			35 mm (1 3/8 po)	10564	10
À découper	Convexité légère 	35 mm (1 3/8 po) ●	10-20 mm (3/8 - 3/4 po)	16471	5
		50 mm (2 po) ●	15-30 mm (5/8-1 1/8 po)	16481	5
			15-40 mm (5/8 po - 1 9/16 po)	16483	5
Précoupé	Convexité légère 	35 mm (1 3/8 po) ●	18 mm (3/4 po)	16472	5
			25 mm (1 po)	16485	5
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	16486	5
			31 mm (1 1/4 po)	16487	5
			35 mm (1 3/8 po)	16488	5





## Sac vidable SenSura® Mio Flex avec Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ●	12271	10
		35 mm (1 3/8 po) ● Vidoir étroit avec filtre Ileo	12232	10
		35 mm (1 3/8 po) ●	12262	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ● Vidoir étroit avec filtre Ileo	12243	10
		50 mm (2 po) ●	12272	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	12282	10
	Transparent	50 mm (2 po) ● Sans filtre	12274	10
70 mm (2 3/4 po) ● Sans filtre		12284	10	



## Sac fermé SenSura® Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po) ●	12201	30
		50 mm (2 po) ●	12212	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po) ●	12202	30
		50 mm (2 po) ●	12213	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	12222	30



## Sac d'urostomie SenSura® Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	12291	10
		50 mm (2 po) ●	12297	10
	Transparent	35 mm (1 3/8 po) ●	12292	10
		50 mm (2 po) ●	12298	10



## SenSura® Mio Flex haut débit

Sortie	Couleur	Volume	Code de produit	Unités
Vidoir à large ouverture	Opaque avec fenêtre d'inspection	980 ml ●	18650	10
		906 ml ●	18651	10
	Transparent	980 ml ●	18655	10
		906 ml ●	18656	10



# SenSura<sup>®</sup> Mio

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système une pièce

Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Tous les produits SenSura Mio Convex ont des œillets de ceinture.

### Sac vidable SenSura<sup>®</sup> Mio with Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10461	10	
				10-55 mm (3/8-2 1/8 po) Vidoir étroit avec filtre Ileo	10451	10	
	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10471	10	
				10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10481	10	
			Transparent	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10489	Sans filtre 10	
				10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10489	Sans filtre 10	
	Maxi 28 cm (11 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	10472	10
					30 mm (1 1/8 po)	10474	10
					35 mm (1 3/8 po)	10476	10
					40 mm (1 9/16 po)	10479	10
45 mm (1 3/4 po)					10477	10	
Transparent				50 mm (2 po)	10478	10	
				25 mm (1 po)	10482	10	
				30 mm (1 1/8 po)	10483	10	
				35 mm (1 3/8 po)	10484	10	
				40 mm (1 9/16 po)	10487	10	
À découper	Convexité souple	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-50 mm (3/8-2 po)	16706	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16705	10	
			Transparent	10-50 mm (3/8-2 po)	16716	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16715	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16715	10	
	Convexité légère	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 po - 7/8 po)	16725	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16726	10	
			Transparent	10-23 mm (3/8 po - 7/8 po)	16737	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16738	10	
				10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16739	10	
Maxi 28 cm (11 po)	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16748	Sans filtre 10	
				25 mm (1 po)	16731	10	
				28 mm (1 1/8 po)	16732	10	
	À découper	Convexité profonde	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 1/4 po)	16727	10
					35 mm (1 3/8 po)	16734	10
				Transparent	10-23 mm (3/8 po - 7/8 po)	16755	10
					15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16756	10
					10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16767	10
	Précoupé	Convexité profonde	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16778	Sans filtre 10
					21 mm (7/8 po)	16760	10
Transparent				25 mm (1 po)	16761	10	
				28 mm (1 1/8 po)	16762	10	
				31 mm (1 1/4 po)	16757	10	
				35 mm (1 3/8 po)	16763	10	
				25 mm (1 po)	16771	10	
Transparent	28 mm (1 1/8 po)	16772	10				
	31 mm (1 1/4 po)	16773	10				



## Sac fermé SenSura® Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 14 cm	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8-1 3/4 po)	10870	30
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8-1 3/4 po)	10871	30
				25 mm (1 po)	10872	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 1/8 po)	10873	30
				35 mm (1 3/8 po)	10874	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8-1 3/4 po)	10881	30
				40-55 mm (1 9/16-1 3/4 po)	10885	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 1/8 po)	10883	30
				35 mm (1 3/8 po)	10884	30
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16301	10
	À découper	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16322	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 1/4 po)	16323	10
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	À découper	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16305	10
				10-50 mm (3/8-2 po)	16306	10
				Transparent	10-50 mm (3/8-2 po)	16315
	Précoupé	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16310	10
				28 mm (1 1/8 po)	16311	10
				31 mm (1 1/4 po)	16312	10
				35 mm (1 3/8 po)	16313	10
	À découper	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16325	10
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16326	10
				Transparent	10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16335
	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16330	10
				28 mm (1 1/8 po)	16331	10
31 mm (1 1/4 po)				16327	10	
35 mm (1 3/8 po)				16333	10	
À découper	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16345	10	
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16346	10	
Précoupé	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16350	10	
			28 mm (1 1/8 po)	16351	10	
			31 mm (1 1/4 po)	16347	10	
			35 mm (1 3/8 po)	16353	10	



## Sac d'urostomie SenSura® Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 26cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10582	10
			Transparent	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10586	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	20 mm (3/4 po)	10583	10
				25 mm (1 po)	10584	10
				30 mm (1 1/8 po)	10585	10
À découper	Convexité souple	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16805	10	
			Transparent	10-50 mm (3/8-2 po)	16810	10
	Convexité légère	Opaque	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16825	10	
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16826	10	
	Convexité légère	Transparent	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16835	10	
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16836	10	
	Convexité légère	Transparent	10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16837	10	
			Opaque	31 mm (1 1/4 po)	16827	10
	Précoupé	Convexité légère	Transparent	21 mm (7/8 po)	16840	10
				25 mm (1 po)	16841	10
28 mm (1 1/8 po)				16842	10	
À découper	Convexité profonde	Opaque	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16855	10	
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16856	10	
	Convexité profonde	Transparent	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16865	10	
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	16866	10	
			10-43 mm (3/8 po-1 3/4 po)	16867	10	
Précoupé	Convexité profonde	Opaque	31 mm (1 1/4 po)	16857	10	
			21 mm (7/8 po)	16870	10	
			25 mm (1 po)	16871	10	
Précoupé	Convexité profonde	Transparent	28 mm (1 1/8 po)	16872	10	



## SenSura® Mio une pièce haut débit

Coupe/sortie	Convexité	Couleur	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper / Vidoir Souple Raccord Universel	Non-Convex	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18660	10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18661	10
		Transparent	630 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18665	10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18666	10
	Convex Soft	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18670	10
			Transparent	630 ml	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18671
	Convex Light	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-43 mm (3/8 - 1 11/16 po)	18675	10
			Transparent	630 ml	10-43 mm (3/8 - 1 11/16 po)	18676



## SenSura® Mio une pièce post-opératoire

Format	Coupe	Couleur	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Transparent		680 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18680	Stérile 10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18681	Stérile 10
			680 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18690	10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18691	10



# SenSura® Click

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle.

Protecteur cutané SenSura® Click					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	10011	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10021	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10031	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-65 mm (3/8-2 1/2 po)	10041	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	11011	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11021	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11031	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-53 mm (5/8-2 1/16 po)	11041	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	10012	5
			25 mm (1 po)	10013	5
		50 mm (2 po) ●	30 mm (1 1/8 po)	10022	5
			35 mm (1 3/8 po)	10023	5
	Convexité légère	60 mm (2 3/8 po) ●	40 mm (1 9/16 po)	10032	5
		40 mm (1 9/16 po) ●	21 mm (7/8 po)	11012	5
			25 mm (1 po)	11022	5
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	11023	5
			31 mm (1 1/4 po)	11024	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	35 mm (1 3/8 po)	11032	5



Protecteur cutané SenSura® Click Xpro (Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les effluents liquides des iléostomies et urostomies)					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	10015	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	10025	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	10035	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-65 mm (3/8-2 1/2 po)	10045	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	11015	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11025	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11035	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-53 mm (5/8 po-2 1/16 po)	11045	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	10016	5
			25 mm (1 po)	10017	5
		50 mm (2 po) ●	30 mm (1 1/8 po)	10026	5
			35 mm (1 3/8 po)	10027	5
	Convexité légère	60 mm (2 3/8 po) ●	40 mm (1 9/16 po)	10036	5
		40 mm (1 9/16 po) ●	21 mm (7/8 po)	11016	5
			25 mm (1 po)	11026	5
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	11027	5
			31 mm (1 1/4 po)	11028	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	35 mm (1 3/8 po)	11036	5



## Sac vidable SenSura® Click avec Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11114	10
		50 mm (2 po) ●	11115	10
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11124	10
		50 mm (2 po) ●	11125	10
		50 mm (2 po) ● Sans filtre	11135	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11126	10
	Transparent	60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	11136	10
		70 mm -2 3/4 po ●	11127	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	11194	10
		50 mm (2 po) ●	11195	10
Transparent	50 mm (2 po) ● Sans filtre	11185	10	
	60 mm (2 3/8 po) ●	11196	10	
	60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	11186	10	
		70 mm -2 3/4 po ●	11197	10



## Sac fermé SenSura® Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	10154	30
		50 mm (2 po) ●	10155	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	10156	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	10164	30
		50 mm (2 po) ●	10165	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	10166	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	10167	30



## Sac d'urostomie SenSura® Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11841	10
		50 mm (2 po) ●	11842	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11851	10
		50 mm (2 po) ●	11852	10
	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11844	10
		50 mm (2 po) ●	11845	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	60 mm (2 3/8 po) ●	11846	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	11854	10
	Transparent	50 mm (2 po) ●	11855	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11856	10



## Sac SenSura® à haut débit

Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	1160 ml	19040	10
	50 mm (2 po) ●	1120 ml	19041	10
	60 mm (2 3/8 po) ●	1080 ml	19042	10
Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	1160 ml	19050	10
	50 mm (2 po) ●	1120 ml	19051	10
	60 mm (2 3/8 po) ●	1080 ml	19052	10



# SenSura® Flex

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces

Système de couplage adhésif à bas profil qui offre flexibilité et liberté de mouvement. Adhésif à double couche pour une tenue sûre, sécuritaire et durable. Sac vidable avec système de fermeture velcro.

### Protecteur cutané SenSura® Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8-1 1/4 po)	10101	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8- 2 po)	10102	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8-2 3/4 po)	10103	10
	Convexité légère	90 mm - (3 1/2 po) ●	10-88 mm - 3/8 po-3 1/2 po	10108	5
		50 mm (2 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	11301	5
			15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11302	5
			15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11303	5
70 mm (2 3/4 po) ●	15-56 mm (5/8-2 1/8 po)	11307	5		
Précoupé	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	21 mm (7/8 po)	10111	10
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	10113	10
			25 mm (1 po)	10114	10
	Convexité légère	50 mm (2 po) ●	31 mm (1 1/4 po)	10116	10
			35 mm (1 3/8 po)	10117	10
			21 mm (7/8 po)	11312	5
	Convexité légère	50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	11313	5
			28 mm (1 1/8 po)	11314	5
			31 mm (1 1/4 po)	11315	5
			35 mm (1 3/8 po)	11316	5



### Protecteur cutané SenSura® Flex Xpro

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8-1 1/4 po)	10104	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8- 2 po)	10105	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8-2 3/4 po)	10106	10
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	11304	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11305	5
			15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11306	5
			70 mm (2 3/4 po) ●	15-56 mm (5/8-2 1/8 po)	11308



### Sac vidable SenSura® Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11505	20	
		35 mm (1 3/8 po) ●	11514	20	
		50 mm (2 po) ●	11515	20	
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	Sans filtre	11615	20
		70 mm (2 3/4 po) ●	11518	20	
	Transparent	50 mm (2 po) ●	Sans filtre	11612	20
		90 mm - (3 1/2 po) ●	Sans filtre	11690	20



## Sac fermé SenSura® Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 mm (7 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10904	30
		50 mm (2 po) ●	10905	30
Maxi 22 mm (8 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10914	30
		50 mm (2 po) ●	10915	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	10918	30



## Sac d'urostomie SenSura® Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 mm (9 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11821	20
		50 mm (2 po) ●	11822	20
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11824	20
		50 mm (2 po) ●	11825	20
	Transparent	35 mm (1 3/8 po) ●	11827	20
		50 mm (2 po) ●	11828	20





Système Easyclose™ avec Velcro® pour assurer la sécurité. L'adhésif à double couche offre adhérence, flexibilité et facilité de retrait.

### Sac vidable SenSura® avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm (3/8-3 po)	15531	10
			Transparent	10-76 mm (3/8-3 po)	15521	10
				10-76 mm (3/8-3 po)	15821	Sans filtre 10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15607	10
				15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15608	10
				Transparent	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15605
	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15606	10			
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	15532	10
				30 mm (1 1/8 po)	15533	10
				35 mm (1 3/8 po)	15534	10
		Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	15633	10
				28 mm (1 1/8 po)	15634	10
				31 mm (1 1/4 po)	15635	10
		Non convexe	Transparent	25 mm (1 po)	15522	10
				30 mm (1 1/8 po)	15523	10
35 mm (1 3/8 po)				15524	10	



### Sac vidable SenSura® Xpro avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-76 mm (3/8-3 po)	15981	20
Convexité légère		Transparent	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15695	10	
			15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15696	10	



### Sac fermé SenSura® Mio Original

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 14 cm (5 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8-1 3/4 po)	10811	30
Midi 18 cm (7 po)				15-45 mm (5/8-1 3/4 po)	10821	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	10822	30
				30 mm (1 1/8 po)	10823	30
	Maxi 22 cm (8 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	10824
15-45 mm (5/8-1 3/4 po)					10831	30
Précoupé		Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	40-55 mm (1 9/16-2 1/8 po)	10835	30
				30 mm (1 1/8 po)	10833	30
35 mm (1 3/8 po)	10834	30				



## Sac fermé SenSura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm (3/8-2 5/8 po)	15450	30	
			Transparent	10-66 mm (3/8-2 5/8 po)	15441	30	
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15403	10	
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15404	10	
			Transparent	25 mm (1 po)	15413	10	
			Opaque	28 mm (1 1/8 po)	15414	10	
			Opaque	31 mm (1 1/4 po)	15415	10	
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm (3/8-3 po)	15480	30	
			Transparent	10-76 mm (3/8-3 po)	15470	30	
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15407	10	
			Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15408	10	
		Précoupé	Non convexe	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	15405	10
				Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	15406	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	15482	30	
			Opaque	30 mm (1 1/8 po)	15483	30	
			Opaque	35 mm (1 3/8 po)	15484	30	
			Transparent	25 mm (1 po)	15472	30	
			Transparent	30 mm (1 1/8 po)	15473	30	
			Transparent	35 mm (1 3/8 po)	15474	30	



## Sac d'urostomie SenSura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Midi 24 cm (9 1/2 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-66 mm (3/8-2 5/8 po)	11803	10	
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm (3/8-3 po)	11802	10	
			Transparent	10-76 mm (3/8-3 po)	11804	10	
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11811	10	
			Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11812	10	
		Précoupé	Non convexe	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	11814	10
				Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	11815	10



## Sac vidable SenSura® à haut débit

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm (3/8-3 po)	630 ml	19001	5
	Non stérile	10-76 mm (3/8-3 po)	630 ml	19003	6



## Sac SenSura® Post-Op

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Taille de la fenêtre	Volume	Code de produit	Unités	
À découper	Stérile	10-76 mm (3/8-3 po)	70 mm	680 ml	19010	5	
			100 mm	7,5 ml	19011	5	
	Non stérile	10-76 mm (3/8-3 po)	70 mm	680 ml	19020	6	
			100 mm	7,5 ml	19021	6	
				Pas de fenêtre	680 ml	19030	6



Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Protecteur cutané avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée.

Protecteur cutané Assura®					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	2881	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	2882	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	2883	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	14261	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14262	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14263	5
	Convexité profonde	50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	12716	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12719	5
	Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	12841
25 mm (1 po)				12842	5
50 mm (2 po) ●			30 mm (1 1/8 po)	12844	5
			35 mm (1 3/8 po)	12845	5
			40 mm (1 9/16 po) ●	12847	5
Convexité légère		40 mm (1 9/16 po) ●	18 mm (3/4 po)	14271	5
			21 mm (7/8 po)	14272	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	14273	5
			28 mm (1 1/8 po)	14274	5
			31 mm (1 1/4 po)	14275	5
Convexité profonde		60 mm (2 3/8 po) ●	35 mm (1 3/8 po)	14276	5
			38 mm (1 1/2 po)	14277	5
			41 mm (1 5/8 po)	14278	5
		40 mm (1 9/16 po) ●	15 mm (5/8 po)	12701	5
			18 mm (3/4 po)	12702	5
Convexité profonde	50 mm (2 po) ●	21 mm (7/8 po)	12703	5	
		25 mm (1 po)	12704	5	
		28 mm (1 1/8 po)	12705	5	
	60 mm (2 3/8 po) ●	31 mm (1 1/4 po)	12706	5	
		35 mm (1 3/8 po)	12707	5	
		38 mm (1 1/2 po)	12708	5	
		41 mm (1 5/8 po)	12709	5	



## Protecteur cutané Assura® - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	2831	5	
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8-1 3/4 po)	2832	5	
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	2833	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	14281	5	
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14282	5	
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14283	5	
	Convexité profonde	40 mm - 1 9/16 po ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	14243	5	
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14246	5	
		60 mm (2 3/8 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14249	5	
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	14251	5	
			25 mm (1 po)	14252	5	
		50 mm (2 po) ●	30 mm (1 1/8 po)	14254	5	
			35 mm (1 3/8 po)	14255	5	
		60 mm (2 3/8 po) ●	45 mm - 1 3/4 po	14258	5	
		Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	18 mm (3/4 po)	14291	5
			21 mm (7/8 po)	14292	5	
	50 mm (2 po) ●		25 mm (1 po)	14293	5	
			28 mm (1 1/8 po)	14294	5	
			31 mm (1 1/4 po)	14295	5	
	60 mm (2 3/8 po) ●		35 mm (1 3/8 po)	14296	5	
	Convexité profonde		40 mm (1 9/16 po) ●	18 mm (3/4 po)	14232	5
				21 mm (7/8 po)	14233	5
			50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	14234	5
			28 mm (1 1/8 po)	14235	5	
		31 mm (1 1/4 po)	14236	5		
60 mm (2 3/8 po) ●		35 mm (1 3/8 po)	14237	5		
	38 mm (1 1/2 po)	14238	5			
	41 mm (1 5/8 po)	14239	5			



## Sac vidable Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 1/2 po)	Transparent	50 mm (2 po) ●	2792	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	2793	10

## Sac vidable Assura® avec EasiClose™

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini 23 cm (9 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13924	10
		50 mm (2 po) ●	13925	10
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec graphiques	40 mm (1 9/16 po) ●	13964	10
		50 mm (2 po) ●	13965	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13966	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13984	10
		40 mm (1 9/16 po) ● Sans filtre	14494	10
		50 mm (2 po) ●	13985	10
	Transparent	60 mm (2 3/8 po) ●	13986	10
		60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	14498	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	13974	10
		50 mm (2 po) ●	13975	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13976	10



## Sac fermé Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12354	30
		50 mm (2 po) ●	12355	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12356	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12344	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12346	30
		40 mm (1 9/16 po) ●	12384	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	12385	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12386	30
		40 mm (1 9/16 po) ●	12374	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Transparent	50 mm (2 po) ●	12375	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12376	30



## Sac d'urostomie Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14224	10
		50 mm (2 po) ●	14225	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14226	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14227	10
		50 mm (2 po) ●	14228	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14229	10



## Système vidable deux pièces pour débit élevé


Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
50 mm (2 po)	13-50 mm (9/16-2 po)	2836	5



Couplage souple et flexible offrant un confort accru. Il est facile d'appliquer le sac sur le protecteur cutané et de l'enlever.

### Protecteur cutané Easiflex®

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	14301	10
		50 mm (2 po) ●	10-50 mm (3/8-2 po)	14302	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8-2 3/8 po)	14303	10
		90 mm - (3 1/2 po) ●	15-88 mm (5/8- 3 1/2 po)	14309	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	14401	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14402	5
		50 mm (2 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14403	5
Précoupé	Convexité légère	70 mm (2 3/4 po) ●	15-61 mm (5/8- 2 1/8 po)	14406	5
		40 mm (1 9/16 po) ●	21 mm (7/8 po)	14642	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	14343	5
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	14644	5



### Protecteur cutané Easiflex® - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	14304	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8-2 po)	14305	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8-2 3/8 po)	14306	10
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po) ●	15-23 mm (5/8-7/8 po)	14601	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14602	5
		50 mm (2 po) ●	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14603	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-61 mm (5/8- 2 1/8 po)	14408	5

### Sac vidable Easiflex® avec EasiClose™

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités		
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14346	20		
		50 mm (2 po) ●	14347	20		
		50 mm (2 po) ●	14342	20		
	Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14361	20	
			40 mm (1 9/16 po) ●	Sans filtre	14524	20
			50 mm (2 po) ●	14362	20	
Transparent		50 mm (2 po) ●	Sans filtre	14525	20	
		70 mm (2 3/4 po) ●	14349	20		
		40 mm (1 9/16 po) ●	14356	20		
	40 mm (1 9/16 po) ●	Sans filtre	14520	20		
	50 mm (2 po) ●	14357	20			
	50 mm (2 po) ●	Sans filtre	14521	20		
XL 30 cm (12 po)	Transparent	70 mm (2 3/4 po) ●	14344	20		
		70 mm (2 3/4 po) ●	Sans filtre	14528	20	
		90 mm (3 1/2 po) ●	Sans filtre	14527	20	
		70 mm (2 3/4 po) ●	14364	20		
		70 mm (2 3/4 po) ●	14359	20		



## Sac fermé Easiflex®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14316	30
		50 mm (2 po) ●	14317	30
Maxi 21 cm (8 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14331	30
		50 mm (2 po) ●	14332	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	14319	30
		90 mm (3 1/2 po) ●	14355	30
XL 26 cm (10 1/4 po)	Transparent	70 mm (2 3/4 po) ●	14329	10



## Sac d'urostomie Easiflex®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14553	20
		50 mm (2 po) ●	14555	20
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14552	20
		50 mm (2 po) ●	14554	20



Protecteur cutané avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Différentes formes de convexité et de sacs.

### Sac vidable Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm (3/8-2 3/4 po)	2520	Sans filtre 10
			Transparent	10-70 mm (3/8-2 3/4 po)	2490	Sans filtre 10
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12533	Sans filtre 10
			Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	13706	Sans filtre 10



### Sac vidable Assura® avec EasiClose™

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	13840	10
			Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14404
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14405	10
			Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14196	10
Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13844	10	
			30 mm (1 1/8 po)	13845	10	
			35 mm (1 3/8 po)	13846	10	
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm (3/8-2 3/4 po)	13870	10
			Transparent	10-70 mm (3/8-2 3/4 po)	13860	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14414	10
			Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14415	10
	Convexité profonde	Opaque	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	14411	10	
		Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14412	10	
	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13874	10	
			30 mm (1 1/8 po)	13875	10	
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	35 mm (1 3/8 po)	13876	10
				25 mm (1 po)	14422	10
28 mm (1 1/8 po)				14423	10	
Convexité profonde		Opaque	31 mm (1 1/4 po)	14424	10	
			21 mm (7/8 po)	14173	10	
			25 mm (1 po)	14174	10	
Non convexe	Transparent	Opaque	28 mm (1 1/8 po)	14175	10	
			31 mm (1 1/4 po)	14176	10	
			21 mm (7/8 po)	14163	10	
			25 mm (1 po)	14164	10	
Convexité profonde	Transparent	Opaque	28 mm (1 1/8 po)	14165	10	
			31 mm (1 1/4 po)	14166	10	





## Sac vidable Assura® - Port extra prolongé

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité profonde	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12419 Sans filtre 10	
			Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12416 Sans filtre 10	

## Sac fermé Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
Mini 12 cm (4 3/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8-2 1/8 po)	12110	30		
			Transparent	20-55 mm (3/8-2 1/8 po)	12140	30		
	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8-2 1/8 po)	12130	30		
			Transparent	20-55 mm (3/8-2 1/8 po)	12144	30		
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12145	30		
				30 mm (1 1/8 po)	12146	30		
				35 mm (1 3/8 po)	12147	30		
				40 mm - 1 9/16 po	14452	10		
				25 mm (1 po)	14453	10		
	À découper	Convexité légère	Opaque	28 mm (1 1/8 po)	14454	10		
				31 mm (1 1/4 po)	12170	30		
				Non convexe	Opaque	20-70 mm (3/4-2 3/4 po)	14445	10
				Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14441	10
				Transparent	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	12174	30	
Maxi 22 cm (8 3/4 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12175	30		
				30 mm (1 1/8 po)	12176	30		
				35 mm (1 3/8 po)	12177	30		
				40 mm - 1 9/16 po				



## Sac d'urostomie Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	5580	10
			Transparent	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	5585	10
		Convexe	Transparent	15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	12595	10
				15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12596	10
	Précoupé	Convexe	Transparent	15 mm (5/8 po)	12991	10
				18 mm (3/4 po)	12992	10
				21 mm (7/8 po)	12993	10
				25 mm (1 po)	12994	10
				28 mm (1 1/8 po)	12995	10
				31 mm (1 1/4 po)	12996	10
				35 mm (1 3/8 po)	12997	10



## Sac vidable Assura® - Port extra prolongé

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Maxi 25 cm (10 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	14201	10	
			Transparent	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	14202	10	
		Convexité légère	Transparent	Opaque	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14701	10
				Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	14702	10
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-55 mm (3/8-2 1/8 po)	12472	10	
				15-33 mm (5/8-1 1/4 po)	12432	10	
		Convexe	Transparent	15-43 mm (5/8-1 3/4 po)	12433	10	



## Sac vidable postopératoire une pièce, à découper

Coupe	Stérile	Type de sac	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
À découper	Stérile	Avec fenêtre	13-70 mm (9/16 po-2 3/4 po)	12808	5		
			13-100 mm (9/16 po-3 15/16 po)	12810	5		
	Non-stérile	Avec fenêtre	Avec fenêtre	13-70 mm (9/16 po-2 3/4 po)	12800	5	
				13-100 mm (9/16 po-3 15/16 po)	12802	5	
		Sans fenêtre	Sans fenêtre	Sans fenêtre	13-70 mm (9/16 po-2 3/4 po)	12805	5




# Assura®


## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage mécanique Click.

Protecteur cutané Assura® pédiatrique					
Coupe	Convexité	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découpe	Non convexe	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	2181	5	

Sac vidable Assura® pédiatrique					
Format	Couleur			Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Opaque			2151	10


Sac fermé Assura® pédiatrique					
Format	Couleur			Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Transparent			2166	30

# EasiFlex®


## Protecteur cutané et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage adhésif Flex.

Protecteur cutané Easiflex® pédiatrique					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découpe	Non convexe	20 mm (3/4 po)	0-15 mm (0-5/8 po)	14307	10
		30 mm (1 1/8 po)	0-25 mm (0-1 po)	14308	10

Sac vidable Easiflex® pédiatrique						
Format	Couleur	Taille du couplage			Code de produit	Unités
105 ml	Motif d'oursons	20 mm (3/4 po)			14691	10
	Transparent	20 mm (3/4 po)			14681	10
150 ml	Motif d'oursons	30 mm (1 1/8 po)			14692	10
	Transparent	30 mm (1 1/8 po)			14682	10



# Assura®

## Protecteur cutané et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique


Sac vidable Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	2115	10













Sac fermé Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	2125	30

Sac d'urostomie Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8-1 3/8 po)	8009	10



# Accessoires de stomie

Protecteur cutané Brava®				
Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités	
10 x 10 cm	4 x 4 po	3210	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	3215	5	
20 x 20 cm	8 x 8 po	3220	5	
Anneau protecteur Brava®				
Taille (mm)	Format (mm)	Code de produit	Unités	
Diamètre intérieur	épaisseur			
18 mm	2,5 mm	12035	10	
18 mm	4,2 mm	12045	10	
27 mm	2,5 mm	12037	10	
27 mm	4,2 mm	12047	10	
34 mm	2,5 mm	12039	10	
34 mm	4,2 mm	12049	10	
Anneaux moulables Brava®				
Taille (mm)	Format (mm)	Code de produit	Unités	
Diamètre intérieur	épaisseur			
18 mm	2,0 mm	12030	10	
18 mm	4,2 mm	12042	10	
Barrière cutanée Brava® en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)				
Format	Code de produit	Unités		
Vaporisateur 50 ml	12020	1		
Lingette unique	12021	30		
Dissolvant pour adhésif Brava® en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)				
Format	Code de produit	Unités		
Vaporisateur 50 ml	12010	1		
Lingette unique	12011	30		
Crème de protection cutanée Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
60 g	12000	1		
Pâte de stomie en bande Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
57 g / 2 oz	2655	10		
Bandes de barrière élastique Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
Bande de barrière élastique Brava - originale	12070	20		
Bande de barrière élastique Brava - droite	12074	20		
Bande de barrière élastique Brava - à patte	12072	20		
Poudre de stomie Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
25 g / 1 oz	1907	16		
Ceinture Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
Standard - 100 cm - 40 po	0421	15		
XL - 135 cm - 54 po	0422	15		
Ceinture Brava® Mio				
Format	Code de produit	Unités		
Standard - 100 cm - 40 po	0423	15		
XXL - 155 cm - 61 po	0424	15		
Déodorant lubrifiant Brava®				
Format	Code de produit	Unités		
7,5 ml	12060	20		
237 ml / 8 oz	12061	1		


Pâte sans alcool Brava®			
Format	Code de produit	Unités	
60 g	12050	1	


Pâte de stomie			
Format	Code de produit	Unités	
60 g	2650	12	

Anneaux protecteurs			
Format	Code de produit	Unités	
20 mm (3/4 po)	2320	30	
25 mm (1 po)	2325	30	
30 mm (1 1/8 po)	2330	30	
40 mm (1 9/16 po)	2340	30	
50 mm (2 po)	2350	30	

Protecteur cutané liquide Coloplast Prep™			
Format	Code de produit	Unités	
Lingette à usage unique	2041	12 boîtes/54	
59 ml - 2oz.	0925	12	


Filtre pour sac Coloplast Filtrodor®			
Code de produit	Unités		
0509	5 sachets (10 unités par sachet)		

Pince pour sac Coloplast			
Code de produit	Unités		
9500	20		


Ciseaux de stomie			
Code de produit	Unités		
9505	30		




## Couvre-stomie

Conçu pour offrir plus de discrétion. Modèle 2 pièces compatible avec les protecteurs cutanés SenSura Click et Assura.


Couvre-stomie Coloplast Uro (100 ml)					
Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	2807	30	
		50 mm (2 po) ●	2808	30	

Couvre-stomie Coloplast					
Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	2801	30	
		50 mm (2 po) ●	2802	30	
		60 mm (2 3/8 po) ●	2803	30	

Couvre-stomie Coloplast - Une pièce					
Format	Couleur	À découper - Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Mini	Opaque	20-55 mm (3/4-2 1/8 po)	2501	30	



# Produits d'irrigation Assura®

## Ensemble d'irrigation Assura®

Description	Code de produit	Unités
Comprend : - 1 poche à eau/régulateur - 1 cône	1500	1



## Accessoires d'irrigation Assura®

Format	Code de produit	Unités
Cône pour stomie - Cône pour stomie doux et flexible avec tubulure	1110	4
Plaque d'irrigation - Pour utiliser avec une ceinture de stomie. (À utiliser avec le manchon d'irrigation no 12836)	12820	1



## Manchon d'irrigation Assura®

Format	Code de produit	Unités
Manchon d'irrigation transparent et jetable, avec dos adhésif. - Manchon une pièce	1003	10



Les manchons d'irrigation ci-dessous doivent être utilisés avec les collerettes ou les plaques dont le code de couleur correspond. Consultez le tableau ci-dessous pour commander les manchons transparents appropriés.

Description	Taille du couplage	Utiliser avec les codes de produits Assura et Sensura suivants :	Code de produit	Unités
Manchons d'irrigation	50 mm (2 po) ●	2832, 2882, 10021-10023 11025-11027, 11021-11028, 12704-12706, 12844-12845, 12716, 14246	12835	5
	60 mm (2 3/8 po) ●	2833, 2883, 10031, 10032 10035, 10036, 11031, 11032, 11035, 11036, 12707-12709, 12847, 12719, 12820, 14249	12836	5

## Sac de nuit Coloplast pour urostomie

Description	Code de produit	Unités
Comprend un raccord qui se branche directement au sac d'urostomie. Le sac peut contenir jusqu'à 2 L et il est doté d'un tube de 120 cm avec une valve anti-reflux.	21365	10



## Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

### Sac

Format	Surface de coupe	Code de produit	Unités
Mini	104-159 mm - 4 1/8 po-6 1/4 po	14050	6
Midi	156-228 mm - 6 3/16 po-9 po	14060	3
Maxi	208-297 mm - 8 1/4 po-11 3/4 po	14070	



### Couvercles souples

Format	Pour	Code de produit	Unités
Mini	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14021	
Midi	Système Midi pour fistules et soins des plaies	14031	10
Maxi	Système Maxi pour fistules et soins des plaies	14041	



### Accessories

Format	Pour	Code de produit	Unités
Sac de drainage nocturne	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies (Capacité 2000 ml)	14010	10
Port de drainage	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies	14015	12



# SpeediCath® Flex

## Cathéter hydrophile intermittent

Cathéter souple doté d'un manchon sec et d'un embout flexible, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath. Le cathéter peut être refermé et remis dans son emballage discret. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Flex				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités
44 cm	17 po	10 FR ●	28920	30
		12 FR ○	28922	30
		14 FR ●	28924	30
		16 FR ●	28916	30



# SpeediCath® Standard

## Cathéter hydrophile intermittent

Doté d'un revêtement hydrophile exclusif, lisse et uniforme. Immérgé dans une solution saline, ce qui le rend prêt à l'emploi. Cèillets polis pour le confort du patient. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Standard pour homme, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR ●	27408	30
		10 FR ●	27410	30
		12 FR ○	27412	30
		14 FR ●	27414	30
		16 FR ●	27416	30
		18 FR ●	27418	30



SpeediCath® Standard pour homme, coudé				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	10 FR ●	27490	30
		12 FR ○	27492	30
		14 FR ●	27494	30
		16 FR ●	27496	30



SpeediCath® Standard pour femme, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités
20 cm	8 po	8 FR ●	27508	30
		10 FR ●	27510	30
		12 FR ○	27512	30
		14 FR ●	27514	30
		16 FR ●	27516	30



SpeediCath® Standard pédiatrique, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités
20 cm	8 po	6 FR ●	27706	30
		8 FR ●	27708	30
		10 FR ●	27710	30




INCONTINENCE



# SpeediCath® Compact pour Homme

## Cathéter hydrophile intermittent


Conçu pour offrir discrétion et commodité, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath®, et bien plus encore. La conception télescopique rend l'emballage deux fois plus petit que celui d'un cathéter standard pour homme. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Compact pour homme					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités	
33 cm	13 po	12/18 FR (taille unique)	28692	30	

# SpeediCath® Compact Eve

## Cathéter hydrophile intermittent


Cathéter compact, élégant et discret, pour les femmes. Conçu pour la vie moderne, il permet une ouverture facile en une seule étape et il peut être refermé en toute sécurité. La forme triangulaire assure une préhension et une manipulation faciles. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Compact Eve					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités	
8,3 cm	3,3 po	10 FR ●	28110	30	
		12 FR ○	28112	30	
		14 FR ●	28114	30	


# SpeediCath® Compact pour Femme

## Cathéter hydrophile intermittent

Solution compacte et discrète, immédiatement prête à l'emploi. Le catheter peut facilement se conserver dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Compact pour femme					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités	
7 cm	2,75 po	8 FR ●	28578	30	
		10 FR ●	28580	30	
		12 FR ○	28582	30	
		14 FR ●	28584	30	


SpeediCath® Compact Plus pour femme					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de produit	Unités	
9 cm	3,5 po	10 FR ●	28810	30	
		12 FR ○	28812	30	
		14 FR ●	28814	30	

# SpeediCath® Compact Set


## Cathéter hydrophile intermittent

Solution compacte et discrète de cathéter et de sac, immédiatement prête à l'emploi. Tient facilement dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Compact Set pour homme					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille		Code de produit	Unités
33 cm	13 po	12/18 FR	(taille unique)	28422	20

SpeediCath® Compact Set pour femme					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille		Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR ●		28520	20
		12 FR ○		28522	20
		14 FR ●		28524	20




# Self-Cath®

## Cathéter intermittent

Surface siliconée pour une insertion en douceur. Fait de PVC flexible de qualité médicale avec des oeillets lisses polis à la flamme, pour le confort du patient et la facilité d'utilisation. Sans latex. Stérile.

Self-Cath® pour femme, droit					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de référence	Code de produit	Unités
15 cm	6 po	8 FR ●	504600	208	30
		10 FR ●	504610	210	30
		12 FR ○	504620	212	30
		14 FR ●	504630	214	30
		14 FR ●	501960	sans connecteur	240

Self-Cath® pédiatrique						
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de référence	Code de produit	Unités	
25 cm	10 po	5 FR ○	504400	305	30	
		6 FR ●	504410	306	30	
		8 FR ●	504420	sans connecteur	308	30
		10 FR ●	504430	sans connecteur	310	30

Tubes d'extension Self-Cath®					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Taille	Code de référence	Code de produit	Unités
61 cm	24 po	n/a	507850	475	12



### Self-Cath® pour homme, droit

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR ●	504500	408	30
		10 FR ●	504510	410	30
		12 FR ○	504520	412	30
		14 FR ●	504530	414	30
		16 FR ●	504540	416	30
		18 FR ●	504550	418	30



### Self-Cath® pour homme, droit, emballage recourbé

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	12 FR ○	502200	460	50
		14 FR ●	502210	450	50

### Self-Cath® pour homme, droit, souple

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	12 FR ○	501810	112	30
		14 FR ●	501820	114	30
		16 FR ●	501830	116	30

### Self-Cath® pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR ●	504650	608	30
		10 FR ●	504660	610	30
		12 FR ○	504670	612	30
		14 FR ●	504680	614	30



### Self-Cath® pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR ●	504710	808	30
		10 FR ●	504720	810	30
		12 FR ○	504730	812	30
		14 FR ●	504740	814	30
		16 FR ●	504750	816	30
		18 FR ●	504760	818	30



### Self-Cath® pour homme, système fermé, droit

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm		14 FR ●	502730	1114	50
		16 FR ●	502740	1116	50








# Conveen® Optima





## Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif discret, facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La double languette antidérapante permet un déroulement facile et en douceur pour une application parfaite. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Emballage compact facile à ouvrir. Sans latex.

### Conveen® Optima régulier

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7,8 cm	3 po	25 mm 	22025	30
		28 mm 	22028	30
		30 mm 	22030	30
		35 mm 	22035	30
		40 mm 	22040	30

### Conveen® Optima court

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
4,6 cm	2 po	21 mm 	22121	30
		25 mm 	22125	30
		30 mm 	22130	30
		35 mm 	22135	30










# Conveen® Security+

## Cathéter externe pour homme - SEBS\*





Cathéter externe autoadhésif facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La poignée de l'appliqueur et la bande antidérapante assurent un déroulement en douceur, pour une application sûre. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Sans latex.

### Conveen® Security+ autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	21 mm 	5221	35
		25 mm 	5225	35
		25 mm 	5225H	100
		30 mm 	5230	35
		30 mm 	5230H	100
		35 mm 	5235	35
		35 mm 	5235H	100



### Conveen® Security+ avec bande adhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	30 mm 	5030	35
		30 mm 	5030H	100
		35 mm 	5035	35
		35 mm 	5035H	100



# Clear Advantage<sup>®</sup> / Freedom Clear<sup>™</sup>

Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif en silicone pour homme. Sans latex.

## Clear Advantage<sup>®</sup> avec aloe vera

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	504311	C6100	100
		28 mm ●	504331	6200	100
		31 mm ●	504341	6300	100
		35 mm ●	504351	6400	100

## Freedom Clear<sup>™</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	505711	5100	100
		28 mm ●	505731	C5200	100
		31 mm ●	505741	5300	100
		35 mm ●	505751	5400	100

## Freedom Clear<sup>™</sup> «LS» (longue gaine)

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
8,9 cm	3,5 po	28 mm ●	505421	5290	100
		31 mm ●	505431	5390	100
		35 mm ●	505341	5490	100
		40 mm ●	505451	5590	100


## Freedom Clear<sup>™</sup> «SS» (gaine sport)


Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
5,5 cm	2 po	23 mm ●	505311	5110	100
		28 mm ●	505321	C5210	100
		31 mm ●	505331	C5310	100
		35 mm ●	505441	C5410	100



# Conveen®

Cathéter externe pour homme - Latex

Conveen® autoadhésif					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
10,5 cm	4 po	20 mm ●	5212	35	
		25 mm ●	5200	35	
		30 mm ●	5205	35	
		35 mm ●	5210	35	
		40 mm ●	5215	35	
		40 mm ●	5215H	100	

Conveen® avec bande adhésive					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
10,5 cm	4 po	30 mm ●	5130	35	
		35 mm ●	5135	35	

# Active Cath®

Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme

Active Cath®					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	506220	8100	100
		28 mm ●	506200	8300	100
		31 mm ●	506240	8305	100
		35 mm ●	506260	8500	100

# Freedom Cath®

Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme

Freedom Clear®					
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	506110	8000	100
		28 mm ●	506130	8200	100
		31 mm ●	506140	8205	100
		35 mm ●	506150	8400	100

# Conveen® Active

## Sac urinaire à jambe

Développé pour une vie active. Se connecte à un cathéter externe. Intégré à une confortable bande élastique qui entoure la cuisse pour offrir facilité d'utilisation, mobilité et discrétion. Robinet de vidange dissimulé dans l'élastique lorsqu'il n'est pas utilisé. Bande de tissu doux, pour un confort accru, et dispositif antidérapant en silicone à l'intérieur des sangles, pour plus de sécurité. Sans PVC et sans latex.

### Sac à jambe Conveen® Active, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
9 oz	250 ml	3 po	25501	10



# Conveen® Security+

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe, sécuritaire et fiable, avec tubulure anti-torsion pour réduire les risques de fuites accidentelles. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port (sauf pour les codes 21034 et 21054). Sans PVC et sans latex.

### Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, sangles, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5161	10
26 oz	750 ml	20 po	5167	10

### Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, sangles, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5163	10

### Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à levier, sangles, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	21034	10
34 oz	1000 ml	20 po	21054	10



# Conveen® Standard

## Sac à urine de jour/nuit

Sac urinaire sûr et fiable pour le drainage nocturne ou comme sac à jambe de grande capacité. Le robinet à pince permet de vérifier facilement que le sac est bien fermé tout en réduisant le risque de fuites accidentelles. Tubulure standard. Sangles pour jambes vendues séparément. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

### Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5062	10

### Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5063	10



# Conveen® Contour

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe sûr et fiable. Conception compartimentée pour plus de discrétion. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port

### Sac à jambe Conveen® Contour, robinet à pince, sangles, Non Stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
21 oz	600 ml	18 po	5170	10
28 oz	800 ml	18 po	5174	10



# Sac de nuit Conveen®

## Sac urinaire de nuit

Sac à urine sûr et fiable avec tubulure antitorsion pour éviter les fuites accidentelles. Sa grande capacité permet à l'utilisateur de se sentir en sécurité toute la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Sans PVC et sans latex.

### Sac de nuit Conveen® non stérile

Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21346	30

### Sac de nuit Conveen® stérile


Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21356	10



## Accessoires

### Support de sac Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
18 cm	7 po	5070	1



### Sangles à jambe Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Vendues par paires	Code de produit	Unités
63 cm	25 po		5050	10



### Sangle de retenue de cathéter Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
90 cm	35 po	383004	2



# Tampon anal Peristeen®

Un moyen simple et efficace de mettre un terme à l'incontinence fécale. S'insère comme un suppositoire. Il peut être utilisé pendant 12 heures, prévenant ainsi la libération involontaire de matières fécales. Chaque boîte est livrée avec un tube de lubrifiant. Sans latex.

### Tampon anal Peristeen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
3,7 cm	1,5 po	1450	20
4,5 cm	1,75 po	1451	20





# Peristeen® Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale pour l'incontinence fécale et la constipation. Minimise les risques de fuites fécales involontaires et/ou de constipation.

## Système d'irrigation transanale Peristeen®

Articles	Description	Code de produit
- 1 unité de contrôle - 2 cathéters rectaux stériles - 1 poche (avec couvercle) - 2 attaches - 1 trousse de toilette	** 90 irrigations = 6 mois	29121



## Système d'irrigation transanale Peristeen® - Court

Articles	Description	Code de produit
- 1 unité de contrôle - 2 cathéters rectaux stériles - courts - 1 poche (avec couvercle) - 2 attaches - 1 trousse de toilette	** 90 irrigations = 6 mois	29126

## Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires

Articles	Description	Code de produit
- 15 cathéters rectaux stériles - 1 poche (sans couvercle)	**15 irrigations = 1 mois	29122



## Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court

Articles	Description	Code de produit
- 15 cathéters rectaux stériles - courts - 1 poche (sans couvercle)	**15 irrigations = 1 mois	29127



## Peristeen® Irrigation transanale - Cathéter rectal

Articles	Code de produit
- 10 cathéters rectaux stériles	29123



## Peristeen® Irrigation transanale - Attaches

Articles	Code de produit
- 1 paire	29124



## Peristeen® Irrigation transanale - Tube

Articles	Code de produit
- 2 tubes avec raccords bleus	29125



\*\* Si utilisé tous les 2 jours

# Biatain® Silicone

## Pansement de mousse avec adhésif en silicone

Biatain Silicone est un pansement de mousse souple, flexible et absorbant muni d'un doux adhésif à base de silicone. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de plaies exsudatives, ce qui en fait un choix évident pour la cicatrisation en milieu humide des plaies les plus fréquentes.

Biatain® Silicone				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
7.5 x 7.5 cm	3 x 3 po		33434	10
10 x 10 cm	4 x 4 po		33435	10
12.5 x 12.5 cm	5 x 5 po		33436	10
15 x 15 cm	6 x 6 po		33437	5
17.5 x 17.5 cm	7 x 7 po		33438	5
10 x 20 cm	3.9 x 7.9 po		33400	5
10 x 30 cm	3.9 x 11.8 po		33401	5
15 x 19 cm	5.9 x 3.5 po	Sacrum	33404	5
25 x 25 cm	9.8 x 9.8 po	Sacrum	33405	5
18 x 18 cm	7.1 x 7.1 po	Talon	33406	5
14 x 19.5 cm	5.5 x 7.7 po	Multisite	33408	5



# Biatain® Silicone Lite

## Pansement de mousse mince avec adhésif en silicone

Pansement de mousse mince et ultra flexible avec un doux adhésif en silicone, pour une utilisation sur une large gamme de plaies faiblement ou modérément exsudatives.

Biatain® Silicone Lite				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po		33452	5
5 x 12,5 cm	2 x 5 po		33453	5
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po		33444	10
10 x 10 cm	4 x 4 po		33445	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po		33446	10



# Biatain® Silicone Ag

## Pansement de mousse avec adhésif en silicone et argent

Pansement de mousse flexible avec un doux adhésif en silicone et un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur une large gamme de plaies infectées ou de plaies à risque d'infection.

Biatain® Silicone Ag				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po		39636	5
10 x 10 cm	4 x 4 po		39637	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po		39638	5
15 x 15 cm	6 x 6 po		39639	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po		39640	5




# Biatain®


## Pansement de mousse

Pansement de mousse de polyuréthane souple et conformable qui absorbe et retient efficacement les exsudats de la plaie. Cela assure un équilibre optimal pour la prise en charge des plaies exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.

Biatain® Adhésif				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po		3462	10
10 x 10 cm	4 x 4 po		3430	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po		3420	10
18 x 18 cm	7 x 7 po		3423	5
17 x 17 cm	7 x 7 po	Sacrum	3483	5
23 x 23 cm	9 x 9 po	Sacrum	3485	5
19 x 20 cm	7,5 x 8 po	Talon	3488	5



Biatain® Non Adhésif				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2.8 po		6105	10
10 x 10 cm	4 x 4 po		3410	10
10 x 20 cm	4 x 8 po		3412	5
15 x 15 cm	6 x 6 po		3413	5
20 x 20 cm	8 x 8 po		3416	5




# Biatain® Soft Hold

## Pansement de mousse avec légère adhérence

Pansement de mousse de polyuréthane souple et conformable doté d'une douce couche adhérente couvrant moins de 50 % de la surface de la mousse. Cela permet de libérer les deux mains au moment d'appliquer ou de retirer le pansement.

Biatain® Soft Hold				
Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po		3470	5
10 x 20 cm	4 x 8 po		3472	5
15 x 15 cm	6 x 6 po		3475	5



# Biatain® Ag

## Pansement de mousse avec argent

Pansement de mousse de polyuréthane, souple et conformable, doté d'un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection. Offert en version adhésive et non adhésive.

### Biatain® Ag Adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po		9631	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po		9632	5
18 x 18 cm	7 x 7 po		9635	5
23 x 23 cm	9 x 9 po	Sacrum	9641	5
19 x 20 cm	7,5 x 8 po	Talon	9643	5



### Biatain® Ag Non Adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po		5105	5
10 x 10 cm	4 x 4 po		9622	5
10 x 20 cm	4 x 8 po		9623	5
15 x 15 cm	6 x 6 po		9625	5
20 x 20 cm	8 x 8 po		9626	5



# Biatain® Alginate

## Pansement d'alginate de calcium

Pansement d'alginate hautement absorbant pour les plaies modérément à fortement exsudatives, peu importe leur taille, leur forme ou leur profondeur.

### Biatain Alginate

Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po		3705	30
10 x 10 cm	4 x 4 po		3710	10
15 x 15 cm	6 x 6 po		3715	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po	Mèche	3740	6



# Biatain® Alginate Ag

## Pansement d'alginate de calcium avec argent

Pansement d'alginate hautement absorbant avec argent, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection de toutes tailles, formes et profondeurs, modérément à fortement exsudatives.

### Biatain Alginate Ag

Taille (cm)	Taille (pouces)		Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po		3755	30
10 x 10 cm	4 x 4 po		3760	10
15 x 15 cm	6 x 6 po		3765	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po	Mèche	3780	10




# Biatain® Ibu


## Pansement de mousse avec ibuprofène

Pansement de mousse absorbant, souple et flexible, qui contient de l'ibuprofène pour une utilisation sur des plaies douloureuses. Offert en version non adhésive et à faible adhérence (Soft-Hold).

Biatain® Ibu non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4110	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4112	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	4115	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	4120	5



Biatain® Ibu Soft-Hold			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4140	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4142	5



# Biatain® Super

## Pansement hydrocapillaire

Pansement hydrocapillaire hautement absorbant pour une utilisation sur les plaies fortement exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.

Biatain® Super adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4610	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4612	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4625	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4615	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4620	10



Biatain® Super non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4630	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4632	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4645	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4635	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4639	10




# Comfeel® Plus

## Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde pour une utilisation sur des plaies faiblement à modérément exsudatives. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant les plaies.

Comfeel® Plus				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
4 x 6 cm	1,5 x 2,5 po	33146	30	
10 x 10 cm	4 x 4 po	33110	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	33115	5	
20 x 20 cm	8 x 8 po	33120	5	
18 x 20 cm	7 x 8 po	Sacrum	33285	5
9 x 11 cm	23 x 28 po	Contour	3283	5




# Comfeel® Plus Transparent

## Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde mince et flexible pour une utilisation sur des plaies non exsudatives ou faiblement exsudatives. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant la plaie. La transparence permet un contrôle visuel de la plaie.

Comfeel® Plus Transparent			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,75 po	33530	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33533	10
9 x 14 cm	3,5 x 5,5 po	33536	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33539	5
9 x 25 cm	3,5 x 10 po	33537	5
5 x 15 cm	2 x 6 po	33547	10
5 x 25 cm	2 x 10 po	33548	10



# Physiotulle®

## Pansement hydrocolloïde

Pansement interface pour plaie, avec carboxyméthylcellulose (CMC), pour une cicatrisation plus rapide et des changements de pansements atraumatiques.

Physiotulle®			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	3910	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3920	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	3912	3
15 x 20 cm	6 x 8 po	3915	10



# Physiotulle® Ag

## Pansement hydrocolloïde

Pansement interface antimicrobien pour plaie, avec carboxyméthylcellulose (CMC) et complexe d'argent, pour une cicatrisation plus rapide et des changements de pansements atraumatiques.

Physiotulle® Ag			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	3926	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3927	10



# Triad™

## Pansement hydrophile

Pâte hydrophile à base d'oxyde de zinc. Une solution de rechange idéale pour les zones difficiles à panser. Stérile.

Triad™			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
2,5 oz.	Tube de 71 g	1964	12
6 oz.	Tube de 170 g	1967	12



# Gel Purilon®

## Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Débridement efficace et doux.

Gel Purillon®			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
0,28 oz.	Tube de 8 g	3906	10
0,5 oz.	Tube de 15 g	3900	10



# Woun'Dres®

## Hydrogel de collagène

Réhydrate les plaies sèches et les tissus nécrosés.

Woun'Dres®			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
1 oz.	Tube de 28 g	1166	36
3 oz.	Tube de 84 g	7690	12



# Sea-Clens®

## Nettoyant pour plaies

Produit à base de solution saline pour le nettoyage et l'irrigation des plaies aiguës et chroniques.

Sea-Clens®			
Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
6 oz.	178 ml	1063	12
12 oz.	355 ml	1061	12



# Sproam®



## Nettoyant en vaporisateur ou en mousse sans rinçage

Nettoyant en vaporisateur ou en mousse pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Sproam®		
Format	Code de produit	Unités
175 ml	897	12
350 ml	901	12



# Bedside-Care® - peau sensible



## Nettoyant mousse sans rinçage

Nettoyant mousse non parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care® Sensitive Skin		
Format	Code de produit	Unités
125 ml	7147	36
240 ml	7146	12



# Bedside-Care® - Mousse



## Nettoyant mousse sans rinçage

Nettoyant mousse parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care®		
Format	Code de produit	Unités
240 ml	67145	12



# Bedside-Care®



## Nettoyant en vaporisateur sans rinçage

Nettoyant en vaporisateur pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care®			
Format		Code de produit	Unités
120 ml	Parfumé	61768	36
240 ml	Parfumé	61762	12
240 mL	Non-parfumé	61761	12





# Bedside-Care® Easi-Cleanse™

Lingette nettoyante sans rinçage

Nettoyant pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence sous forme de lingette auto-moussante et jetable.



## Bedside-Care® Easi-Cleanse

Format	Code de produit	Unités
5 par emballage	7056	100 emballage/caisse



# Gentle Rain® Extra doux

Nettoyant à rincer

Nettoyant pour le corps et shampooing.



## Gentle Rain® Extra Mild

Format	Code de produit	Unités
Sachet de 5 ml	7231	300
50 ml	7230	36
600 ml	7233	12
1000 ml	7234	12



# Atrac-Tain®



Hydratant

Hydratant pour la peau extrêmement sèche, squameuse et craquelée.

## Atrac-Tain®

Format	Code de produit	Unités
Sachet de 2 g	1843	300
60 ml	1802	12
140 ml	1814	12



Nettoyant sans rinçage



Nettoyant à rincer



Hydrater



Protéger



Compatible au GCH



Sûr pour les nouveau-nés

# Sween® 24



## Hydratant

Hydratant à usage quotidien pour la peau irritée, sèche, squameuse ou qui démange.

Sween® 24		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7090	300
90 g	7094	12



DIN 02250322

# Crème Sween®



## Hydratant

Crème hydratante pour la peau sèche et irritée.

Crème Sween®		
Format	Code de produit	Unités
90 g	7067	12
190 g	7068	12



# Lotion Sween®



## Hydratant

Lotion hydratante d'usage quotidien. Pour tout le corps. Non parfumée.

Lotion Sween®		
Format	Code de produit	Unités
60 ml	7222	36
120 ml	7223	36
620 ml	7224	12



# Critic-Aid® Clear



Protecteur cutané

Protège la peau et traite l'irritation due à l'incontinence.

Critic-Aid® Clear		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7565	300
71 g	7573	12



DIN 02277778

# Baza® Protect II



Protecteur cutané

Protège la peau et traite l'irritation due à l'incontinence. Aide à repousser l'humidité et à soulager la peau sensible et irritée.

Baza® Protect II		
Format	Code de produit	Unités
60 g	7086	12
140 g	7087	12



DIN 02315793

# Baza Cleanse and Protect®



Protecteur cutané

Nettoyant, hydratant et protecteur cutané perméable à l'air tout-en-un pour la peau sensible, irritée ou gercée causée par l'incontinence.

Baza Cleanse and Protect®		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g (sans parfum)	7710	300
240 ml (sans parfum)	7712	12
240 ml (avec parfum)	7725	12



DIN 02243966



Nettoyant sans rinçage



Nettoyant à rincer



Hydrater



Protéger



Compatible au GCH



Sûr pour les nouveau-nés

# InterDry®

Textile qui évacue l'humidité avec complexe d'argent antimicrobien

Prise en charge efficace des complications liées aux plis cutanés.

InterDry®			
Format (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
25 x 46 cm	10 x 18 po	7915	40
25 x 92 cm	10 x 36 po	7912	10
25 x 366 cm	Rouleau de 10 x 144 po	7910	1



# Isagel®



Gel désinfectant pour les mains

Gel désinfectant pour les mains avec hydratant intégré.

Isagel®		
Format	Code de produit	Unités
115 ml	1644	36
621 ml	1645	12
800 ml	7041	12



# Poudre corporelle Sween®

Poudre pour tout le corps.

Poudre offrant une excellente absorption pour garder le patient au sec.

Poudre corporelle Sween®		
Format	Code de produit	Unités
90 g	0506	36
227 g	0505	36



# Hex-On®


Antagoniste d'odeur

Élimine les odeurs avec un parfum léger et doux.


Hex-On®			
Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
2 oz.	59 ml	7583	12




# Accessoires

Distributeur mural pour sacs			
Description	Code de produit	Unités	
Compatible avec des sacs de 800 ml et de 1000 ml (7234 et 7041)	7251	12	

Bac récupérateur pour distributeur mural			
Description	Code de produit	Unités	
Pour utilisation avec le distributeur mural afin d'empêcher les déversements accidentels (7251)	7262	60	

Support mural			
Description	Code de produit	Unités	
Compatible avec les flacons pompe de 600 ml et de 621 ml (1645, 7234,7233)	0089	12	

# Déclarations abrégées

## Gamme de pansements Biatain®

Les pansements Biatain® sont à usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet des instructions complètes, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## InterDry®

InterDry® est un protecteur pour la prise en charge des plis cutanés et des autres zones de contact peau à peau. Il réduit la colonisation microbienne dans le tissu. Ce tissu à usage unique assure le transport de l'humidité pour garder une peau sèche tandis que l'agent antimicrobien dans le tissu réduit les odeurs. L'utilisation sécuritaire du tissu Inter-Dry pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants n'a pas été démontrée. Bien que beaucoup de patients bénéficient de l'utilisation de ce produit, les résultats peuvent varier. Voir l'étiquetage du produit pour des informations détaillées, y compris l'indication, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## Tampon anal Peristeen®

Le tampon anal Peristeen est conçu comme une barrière aux matières fécales dans le rectum. Le tampon anal peut être utilisé par des gens atteints d'incontinence fécale ou qui souffrent de la libération involontaire de gaz (flatulences). Il agit comme une barrière efficace contre les matières fécales dans le rectum.

Contre-indication : Le tampon anal Peristeen ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'hémorroïdes (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> degré) et de sténose anale. Mise en garde : Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation par votre professionnel de la santé. Communiquez avec votre professionnel de la santé avant d'utiliser le tampon anal Peristeen pour la première fois, puisqu'un encadrement professionnel pour l'utilisation du tampon est indispensable. Le tampon anal ne doit pas être utilisé si vous souffrez de diarrhée. S'il est placé dans la bouche, le tampon anal Peristeen se dilatera et pourrait provoquer l'étouffement. Retirez le tampon anal lorsque vous sentez le besoin d'aller à la selle. Si vous n'avez aucune sensation dans la région rectale et que vous ne sentez pas le besoin d'aller à la selle, un changement de tampon à intervalles réguliers est recommandé.

Le tampon anal Peristeen doit être enlevé au plus tard 12 heures après son insertion. Si vous éprouvez des difficultés en enlevant le tampon Peristeen, vous devez contacter votre professionnel de la santé. Si vous ressentez un inconfort à plusieurs reprises lors de l'utilisation du tampon anal Peristeen, cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé. Gardez hors de portée des enfants. Consultez le manuel du produit pour des informations détaillées concernant les instructions, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## Peristeen®

Le système d'irrigation transanale Peristeen® est conçu pour introduire de l'eau dans le côlon au moyen d'un cathéter rectal qui comprend un ballonnet gonflable, lequel est inséré dans le rectum afin de favoriser l'évacuation du contenu de la partie inférieure du côlon. Le système d'irrigation transanale Peristeen est indiqué pour une utilisation par des enfants (de 3 ans à moins de 12 ans), des adolescents (de 12 ans à moins de 18 ans), de jeunes adultes (de 18 ans à moins de 21 ans) et des patients adultes atteints de dysfonction de l'intestin neurogène qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou qui consacrent beaucoup de temps aux procédures de gestion de la fonction intestinale.

Contre-indications : Peristeen Irrigation transanale ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes : obstruction connue du gros intestin due à des sténoses ou à des tumeurs, maladie inflammatoire aiguë, diverticulite, maladie diverticulaire complexe, chirurgie abdominale ou anale dans les 3 derniers mois, phase de choc spinal et patientes enceintes n'ayant pas utilisé le système auparavant (si la patiente est enceinte et qu'elle n'a jamais utilisé l'irrigation transanale auparavant, elle ne devrait pas commencer la procédure d'irrigation pendant la grossesse).

Mise en garde : La procédure d'irrigation transanale doit toujours être effectuée avec soin. La perforation intestinale est une complication de l'irrigation transanale extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle, qui exige une admission immédiate dans un hôpital et requiert souvent une intervention chirurgicale.

Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## SpeediCath®

Les cathéters SpeediCath® sont indiqués pour une utilisation par des patients atteints de rétention urinaire chronique ou qui présentent un volume résiduel post-mictionnel (VRPM) en raison d'un dysfonctionnement mictionnel d'ordre neurogène et non-neurogène. Le cathéter est inséré dans l'urètre pour atteindre la vessie, permettant ainsi à l'urine de s'écouler. Il existe un dispositif SpeediCath distinct destiné aux hommes ou aux femmes. Il s'agit d'un produit à usage unique.

Les patients doivent contacter leur professionnel de la santé avant de procéder à l'autocathétérisme pour la première fois et ils doivent suivre attentivement les instructions. Rapportez-vous au manuel du produit pour plus d'information, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## Self-Cath®

Les cathéters Self-Cath® sont destinés à des patients masculins, féminins et pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes) qui ont besoin d'un drainage de la vessie, tel que déterminé par leur médecin. Le cathéter est indiqué pour les personnes qui sont incapables d'uriner naturellement ou pour celles qui présentent un volume résiduel d'urine significatif après une miction naturelle. À usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

## Triad™

Le pansement hydrophile Triad™ est indiqué pour la prise en charge locale des ulcères de pression et de stase veineuse, des lésions ou blessures du derme, des plaies superficielles, des éraflures, des brûlures au premier et au deuxième degré, et des plaies d'épaisseur partielle ou de pleine épaisseur. Convient aux nouveau-nés.

Contre-indications : Triad™ est contre-indiqué pour les brûlures au troisième degré et les plaies infectées. Consulter l'étiquette du produit pour des informations complètes, y compris les avertissements et les mises en garde. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
89	53	1166	47	3413	43	5050	40	7087	51
112	35	1450	40	3416	43	5062	39	7090	50
114	35	1451	40	3420	43	5063	39	7094	50
116	35	1500	30	3423	43	5070	40	7146	48
208	35	1644	52	3430	43	5100	37	7147	48
210	34	1645	52	3462	43	5105	44	7222	50
212	34	1802	49	3470	43	5110	37	7223	50
214	34	1814	49	3472	43	5130	38	7224	50
240	34	1843	49	3475	43	5135	38	7230	49
305	34	1907	28	3483	43	5161	39	7231	49
306	34	1964	47	3485	43	5163	39	7233	49
308	34	1967	47	3488	43	5167	39	7234	49
310	34	2041	29	3705	44	5170	40	7251	53
408	35	2115	27	3710	44	5174	40	7262	53
410	35	2125	27	3715	44	5200	38	7565	51
412	35	2151	27	3740	44	C5200	37	7573	51
414	35	2166	27	3755	44	5205	38	7583	52
416	35	2181	27	3760	44	5210	38	7690	47
418	35	2320	29	3765	44	5212	38	7710	51
421	28	2325	29	3780	44	5215	38	7712	51
422	28	2330	29	3900	47	5215H	38	7725	51
423	28	2340	29	3906	47	5221	36	7910	52
424	28	2350	29	3910	46	5225	36	7912	52
450	35	2490	24	3912	46	5225H	36	7915	52
460	35	2501	29	3915	46	5230	36	8000	38
475	34	2520	24	3920	46	5230H	36	8009	27
505	52	2650	29	3926	46	5235	36	8100	38
506	52	2655	28	3927	46	5235H	36	8200	38
509	29	2792	21	4110	45	5290	37	8205	38
608	35	2793	21	4112	45	5300	37	8300	38
610	35	2801	29	4115	45	C5310	37	8305	38
612	35	2802	29	4120	45	5390	37	8400	38
614	35	2803	29	4140	45	5400	37	8500	38
808	35	2807	29	4142	45	C5410	37	9500	29
810	35	2808	29	4610	45	5490	37	9505	29
812	35	2831	20	4612	45	5580	26	9622	44
814	35	2832	20	4615	45	5585	26	9623	44
816	35	2833	20	4620	45	5590	37	9625	44
818	35	2836	21	4625	45	C6100	37	9626	44
897	48	2881	19	4630	45	6105	43	9631	44
901	48	2882	19	4632	45	6200	37	9632	44
925	29	2883	19	4635	45	6300	37	9635	44
1003	30	3210	28	4639	45	6400	37	9641	44
1061	47	3215	28	4645	45	7041	52	9643	44
1063	47	3220	28	5030	36	7056	49	10011	13
1110	30	3283	46	5030H	36	7067	50	10012	13
1114	35	3410	43	5035	36	7068	50	10013	13
1116	35	3412	43	5035H	36	7086	51	10015	13

Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
10016	13	10502	6	11023	13	11461	6	12010	28
10017	13	10503	6	11024	13	11462	6	12011	28
10021	13	10504	6	11025	13	11463	7	12020	28
10022	13	10512	6	11026	13	11471	6	12021	28
10023	13	10513	6	11027	13	11472	6	12030	28
10025	13	10515	6	11028	13	11473	7	12035	28
10026	13	10522	6	11031	13	11474	7	12037	28
10027	13	10531	6	11032	13	11482	6	12039	28
10031	13	10551	8	11035	13	11483	7	12042	28
10032	13	10561	8	11036	13	11484	7	12045	28
10035	13	10562	8	11041	13	11486	6	12047	28
10036	13	10563	8	11045	13	11487	7	12049	28
10041	13	10564	8	11114	14	11491	7	12050	29
10045	13	10571	8	11115	14	11492	7	12060	28
10101	15	10582	12	11124	14	11496	7	12061	28
10102	15	10583	12	11125	14	11497	7	12070	28
10103	15	10584	12	11126	14	11498	7	12072	28
10104	15	10585	12	11127	14	11505	15	12074	28
10105	15	10586	12	11135	14	11514	15	12110	25
10106	15	10811	17	11136	14	11515	15	12130	25
10108	15	10821	17	11185	14	11518	15	12140	25
10111	15	10822	17	11186	14	11612	15	12144	25
10113	15	10823	17	11194	14	11615	15	12145	25
10114	15	10824	17	11195	14	11690	15	12146	25
10116	15	10831	17	11196	14	11802	18	12147	25
10117	15	10833	17	11197	14	11803	18	12170	25
10154	14	10834	17	11301	15	11804	18	12174	25
10155	14	10835	17	11302	15	11811	18	12175	25
10156	14	10870	11	11303	15	11812	18	12176	25
10164	14	10871	11	11304	15	11814	18	12177	25
10165	14	10872	11	11305	15	11815	18	12201	9
10166	14	10873	11	11306	15	11821	16	12202	9
10167	14	10874	11	11307	15	11822	16	12212	9
10451	10	10881	11	11308	15	11824	16	12213	9
10461	10	10883	11	11312	15	11825	16	12222	9
10471	10	10884	11	11313	15	11827	16	12232	9
10472	10	10885	11	11314	15	11828	16	12243	9
10474	10	10904	16	11315	15	11841	14	12262	9
10476	10	10905	16	11316	15	11842	14	12271	9
10477	10	10914	16	11401	7	11844	14	12272	9
10478	10	10915	16	11402	7	11845	14	12274	9
10479	10	10918	16	11412	7	11846	14	12282	9
10481	10	11011	13	11413	7	11851	14	12284	9
10482	10	11012	13	11421	7	11852	14	12291	9
10483	10	11015	13	11422	7	11854	14	12292	9
10484	10	11016	13	11425	7	11855	14	12297	9
10487	10	11021	13	11432	6	11856	14	12298	9
10489	10	11022	13	11443	6	12000	28		



Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
12344	21	12995	26	14226	21	14308	27	14528	22
12346	21	12996	26	14227	21	14309	22	14552	23
12354	21	12997	26	14228	21	14316	23	14553	23
12355	21	13706	24	14229	21	14317	23	14554	23
12356	21	13840	24	14232	20	14319	23	14555	23
12374	21	13844	24	14233	20	14329	23	14601	22
12375	21	13845	24	14234	20	14331	23	14602	22
12376	21	13846	24	14235	20	14332	23	14603	22
12384	21	13860	24	14236	20	14342	22	14642	22
12385	21	13870	24	14237	20	14343	22	14644	22
12386	21	13874	24	14238	20	14344	22	14681	27
12416	25	13875	24	14239	20	14346	22	14682	27
12419	25	13876	24	14243	20	14347	22	14691	27
12432	26	13924	21	14246	20	14349	22	14692	27
12433	26	13925	21	14249	20	14355	23	14701	26
12472	26	13964	21	14251	20	14356	22	14702	26
12533	24	13965	21	14252	20	14357	22	15403	18
12595	26	13966	21	14254	20	14359	22	15404	18
12596	26	13974	21	14255	20	14361	22	15405	18
12701	19	13975	21	14258	20	14362	22	15406	18
12702	19	13976	21	14261	19	14364	22	15407	18
12703	19	13984	21	14262	19	14401	22	15408	18
12704	19	13985	21	14263	19	14402	22	15413	18
12705	19	13986	21	14271	19	14403	22	15414	18
12706	19	14010	31	14272	19	14404	24	15415	18
12707	19	14015	31	14273	19	14405	24	15441	18
12708	19	14021	31	14274	19	14406	22	15450	18
12709	19	14031	31	14275	19	14408	22	15470	18
12716	19	14041	31	14276	19	14411	24	15472	18
12719	19	14050	31	14277	19	14412	24	15473	18
12800	26	14060	31	14278	19	14414	24	15474	18
12802	26	14070	31	14281	20	14415	24	15480	18
12805	26	14103	24	14282	20	14422	24	15482	18
12808	26	14106	24	14283	20	14423	24	15483	18
12810	26	14163	24	14291	20	14424	24	15484	18
12820	30	14164	24	14292	20	14441	25	15521	17
12835	30	14165	24	14293	20	14445	25	15522	17
12836	30	14166	24	14294	20	14452	25	15523	17
12841	19	14173	24	14295	20	14453	25	15524	17
12842	19	14174	24	14296	20	14454	25	15531	17
12844	19	14175	24	14301	22	14494	21	15532	17
12845	19	14176	24	14302	22	14498	21	15533	17
12847	19	14196	24	14303	22	14520	22	15534	17
12991	26	14201	26	14304	22	14521	22	15605	17
12992	26	14202	26	14305	22	14524	22	15606	17
12993	26	14224	21	14306	22	14525	22	15607	17
12994	26	14225	21	14307	27	14527	22	15608	17

Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
15633	17	16734	10	16951	6	19050	14	28812	33
15634	17	16737	10	16954	6	19051	14	28814	33
15635	17	16738	10	16955	6	19052	14	28920	32
15695	17	16739	10	16961	6	21034	39	28922	32
15696	17	16748	10	16971	6	21054	39	28924	32
15821	17	16755	10	18600	7	21346	40	28916	32
15981	17	16756	10	18601	7	21365	31	29121	41
16301	11	16757	10	18602	7	22025	36	29122	41
16305	11	16760	10	18603	7	22028	36	29123	41
16306	11	16761	10	18610	7	22030	36	29124	41
16310	11	16762	10	18611	7	22035	36	29125	41
16311	11	16763	10	18612	7	22040	36	29126	41
16312	11	16767	10	18613	7	22121	36	29127	41
16313	11	16771	10	18620	7	22125	36	33110	46
16315	11	16772	10	18621	7	22130	36	33115	46
16322	11	16773	10	18622	7	22135	36	33120	46
16323	11	16778	10	18630	7	25501	39	33146	46
16325	11	16805	12	18631	7	27408	32	33285	46
16326	11	16810	12	18632	7	27410	32	33400	42
16327	11	16825	12	18640	7	27412	32	33401	42
16330	11	16826	12	18641	7	27414	32	33404	42
16331	11	16827	12	18642	7	27416	32	33405	42
16333	11	16835	12	18650	9	27418	32	33406	42
16335	11	16836	12	18651	9	27490	32	33408	42
16345	11	16837	12	18655	9	27492	32	33434	42
16346	11	16840	12	18656	9	27494	32	33435	42
16347	11	16841	12	18660	12	27496	32	33436	42
16350	11	16842	12	18661	12	27508	32	33437	42
16351	11	16855	12	18665	12	27510	32	33438	42
16353	11	16856	12	18666	12	27512	32	33444	42
16471	8	16857	12	18670	12	27514	32	33445	42
16472	8	16865	12	18671	12	27516	32	33446	42
16481	8	16866	12	18675	12	27706	32	33530	46
16483	8	16867	12	18676	12	27708	32	33533	46
16485	8	16870	12	18680	12	27710	32	33536	46
16486	8	16871	12	18681	12	28110	33	33537	46
16487	8	16872	12	18690	12	28112	33	33539	46
16488	8	16901	6	18691	12	28114	33	33547	46
16491	8	16903	6	19001	18	28422	34	33548	46
16705	10	16911	6	19003	18	28520	34	39640	42
16706	10	16914	6	19010	18	28522	34	61761	48
16715	10	16915	6	19011	18	28524	34	61762	48
16716	10	16921	6	19020	18	28578	33	61768	48
16725	10	16923	6	19021	18	28580	33	67145	48
16726	10	16924	6	19030	18	28582	33	383004	40
16727	10	16931	6	19040	14	28584	33		
16731	10	16941	6	19041	14	28692	33		
16732	10	16942	6	19042	14	28810	33		



Coloplast développe des produits et services qui simplifient la vie de personnes aux prises avec des problèmes médicaux intimes et très personnels. Travaillant en étroite collaboration avec les gens qui utilisent nos produits, nous créons des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'est ce que nous appelons les soins de santé intimes.

Nos affaires comprennent les soins de stomies, l'urologie et les soins d'incontinence ainsi que les soins de la peau et des plaies. Nous oeuvrons dans le monde entier et nous employons plus de 10 000 personnes.

Pour plus d'informations, merci de contacter le service aux utilisateurs 1-866-293-6349  
[www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca)